

| ASPIRATORI AD ANELLO D'ARIA <b>NON</b> CARENATI |       |      |    |       |                |                   |                  |                                                                                   |       | Accessori                          |                                            |                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------|-------|------|----|-------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                 | Kw    | Volt | Hz | g/min | Vuoto:<br>mbar | Portata<br>lt/min | Dim              |  | dB(A) | ITALIANO                           | ENGLISH                                    | FRANCAIS                                            | ESPAÑOL                                       |
| <b>A001/L</b>                                   | 0,415 | 230  | 50 | 2800  | 127            | 1300              | 24x25x30<br>10Kg | 1                                                                                 | 60    | -NO centralina<br>-NO valv sovrapp | -NO control board<br>-NO vacuum reg. valve | -NO Boîte de contrôle<br>-NO soupape de surpression | -SIN Centralita<br>-SIN Válvula reg. de vacío |
| <b>A001</b><br>*a richiesta anche<br>a 60Hz     | 0,35  | 230  | 50 | 2800  | 110            | 1250              | 25x25x25<br>10Kg | 1                                                                                 | 53    | -NO centralina<br>-NO valv sovrapp | -NO control board<br>-NO vacuum reg. valve | -NO Boîte de contrôle<br>-NO soupape de surpression | -SIN Centralita<br>-SIN Válvula reg. de vacío |
| <b>A002</b>                                     | 0,8   | 230  | 50 | 2800  | 160            | 2300              | 29x27x30<br>15Kg | 2                                                                                 | 63    | -NO centralina<br>-NO valv sovrapp | -NO control board<br>-NO vacuum reg. valve | -NO Boîte de contrôle<br>-NO soupape de surpression | -SIN Centralita<br>-SIN Válvula reg. de vacío |
| <b>A003</b><br>*a richiesta anche<br>a 60Hz     | 1,5   | 230  | 50 | 2800  | 200            | 3500              | 33x28x35<br>26Kg | 4                                                                                 | 64    | -NO centralina<br>-NO valv sovrapp | -NO control board<br>-NO vacuum reg. valve | -NO Boîte de contrôle<br>-NO soupape de surpression | -SIN Centralita<br>-SIN Válvula reg. de vacío |
| <b>A007</b>                                     | 2,2   | 230  | 50 | 2800  | 230            | 4350              | 38x33x38<br>30Kg | 6                                                                                 | 72    | -NO centralina<br>-NO valv sovrapp | -NO control board<br>-NO vacuum reg. valve | -NO Boîte de contrôle<br>-NO soupape de surpression | -SIN Centralita<br>-SIN Válvula reg. de vacío |



A001/L



A001 - A002 - A003 - A007

| ASPIRATORI AD ANELLO D'ARIA <b>CARENATI</b>    |       |      |    |       |                |                   |                  |                                                                                     |       | Accessori                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-------|------|----|-------|----------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Kw    | Volt | Hz | g/min | Vuoto:<br>mbar | Portata<br>lt/min | Dim              |  | dB(A) | ITALIANO                                                                                                                               | ENGLISH                                                                                                                 | FRANCAIS                                                                                                                                        | ESPAÑOL                                                                                                                                                    |
| <b>A004/L</b>                                  | 0,415 | 230  | 50 | 2800  | 127            | 1300              | 25x30x40<br>20Kg | 1                                                                                   | 56    | -NO centralina<br>-silenziatore aria<br>-antivibranti<br>-carenatura metal                                                             | -NO control board<br>-silencer for air<br>-antivibrations<br>-metal cabinet                                             | -NO Boîte de contrôle<br>-Silencieux pour l'air<br>-Antivibrateurs<br>-Capot métallique                                                         | -SIN Centralita<br>-Silenciador para aire<br>-Amortiguadores vibración<br>-Carenado metálico                                                               |
| <b>A004</b><br>*a richiesta<br>anche a<br>60Hz | 0,35  | 230  | 50 | 2800  | 110            | 1250              | 25x30x40<br>20Kg | 1                                                                                   | 51    | -NO centralina<br>-silenziatore aria<br>-antivibranti<br>-carenatura metal                                                             | -NO control board<br>-silencer for air<br>-antivibrations<br>-metal cabinet                                             | -NO Boîte de contrôle<br>-Silencieux pour l'air<br>-Antivibrateurs<br>-Capot métallique                                                         | -SIN Centralita<br>-Silenciador para aire<br>-Amortiguadores vibración<br>-Carenado metálico                                                               |
| <b>ARIA1</b>                                   | 0,415 | 230  | 50 | 2800  | 127            | 1300              | 34x38x40<br>15Kg | 1                                                                                   | 50    | -NO centralina<br>-silenziatore aria<br>-antivibranti<br>-carenatura plastica                                                          | -NO control board<br>-silencer for air<br>-antivibrations<br>-plastic cabinet                                           | -NO Boîte de contrôle<br>-Silencieux pour l'air<br>-Antivibrateurs<br>-Capot en plastique                                                       | -SIN Centralita<br>-Silenciador para aire<br>-Amortiguadores vibración<br>-Carenado plástico                                                               |
| <b>A006/L</b>                                  | 0,415 | 230  | 50 | 2800  | 127            | 1300              | 40x35x45<br>25Kg | 1                                                                                   | 56    | -centralina<br>-minicanister con sonda<br>livello<br>-drenaggio automatico<br>-silenziatore aria<br>-antivibranti<br>-carenatura metal | -control board<br>-minicanister with probes<br>-draining pump<br>-silencer for air<br>-antivibrations<br>-metal cabinet | -Platine électronique<br>-vase avec sonde de<br>niveau -pompe par<br>Drainage<br>-Silencieux pour l'air<br>-Antivibrateurs<br>-Capot métallique | -Con Centralita<br>-Minicanister con sondas<br>de nivel.<br>-Bomba de drenaje<br>-Silenciador para aire<br>-Amortiguadores vibración<br>-Carenado metálico |
| <b>A006</b><br>*a richiesta<br>anche a<br>60Hz | 0,35  | 230  | 50 | 2800  | 110            | 1250              | 40x35x45<br>25Kg | 1                                                                                   | 51    | -centralina<br>-minicanister con sonda<br>livello<br>-drenaggio automatico<br>-silenziatore aria<br>-antivibranti<br>-carenatura metal | -control board<br>-minicanister with probes<br>-draining pump<br>-silencer for air<br>-antivibrations<br>-metal cabinet | -Platine électronique<br>-vase avec sonde de<br>niveau -pompe par<br>Drainage<br>-Silencieux pour l'air<br>-Antivibrateurs<br>-Capot métallique | -Con Centralita<br>-Minicanister con sondas<br>de nivel.<br>-Bomba de drenaje<br>-Silenciador para aire<br>-Amortiguadores vibración<br>-Carenado metálico |



A004 - A004/L



ARIA 1



A006 - A006/L